

GCS- Laboratoires de Biologie médicale Epinal-Remiremont – Site Remiremont
DEMANDE D'EXAMENS SANGUINS ET URINAIRES URGENTS
et GARDE (en semaine de 18H30 à 8H30, le WE du samedi 12h30 au lundi 8H30 et jours fériés)
Pour plus de détails : tous les examens sont détaillés dans le manuel de prélèvements du laboratoire

Identification du patient <i>Coller ici l'étiquette avec code barre</i>	Prescripteur (nom et fonction) : ☐ Médecin ☐ Interne ☐ SF N° DECT :	Préleveur (nom et fonction) : ☐ Médecin ☐ Interne ☐ SF ☐ IDE ☐ IADE ☐ Elève Date : Heure : Jeun ? ☐ NON ☐ OUI Grossesse ? ☐ NON ☐ OUI
Contextes cliniques : ☐ URGENCE VITALE		
<u>Etiquette TDNexLabs</u> PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE Nombre de tubes réceptionnés <u>ETIQUETAGE (initiales) :</u> ☐ Seringue gaz ☐ Tube bleu ☐ Tube violet ☐ Tube violet (glace) ☐ Tube vert ☐ Tube gris ☐ Tube rouge ☐ Tube beige ☐ Capillaire ☐ Autres :		

HEMATOLOGIE

-  **Tube bouchon violet (X1)**
- ☐ *(NFS)* **NFS** (Numération formule sanguine)
☐ *(PLS)* **Plaquettes**
☐ *(RETS)* **Réticulocytes**
☐ *(FROTI)* **Frottis sanguin** → Préciser l'indication de la demande
☐ *(SCHIZ)* **Schizocytes** → Préciser l'indication de la demande
☐ *(PALU)* **Paludisme** (test rapide + frottis) Voyage ? ☐ NON ☐ OUI : où et à quelles dates ?
Prophylaxie ? ☐ NON ☐ OUI

GAZ DU SANG

<u>Prélèvement :</u> ☐ Artériel ☐ Veineux ☐ Capillaire			
<u>Oxygénothérapie :</u> ☐ Air ambiant ☐ Lunette ☐ Venturi ☐ Masque HC ☐ IOT ☐ LHD (Optiflow) ☐ VNI ☐ Bubble CPAP			
<u>Paramètres :</u> FIO ₂ =	%	Débit =	L/min Température = °C

Seringue à gaz du sang (X1)/ Capillaire (X1) – Acheminement ≤ 1h (si lactates ≤ 30 min)
Seringue à gaz du sang (X1) – Acheminement < 1h

- ☐ *(GAZ)* **Gaz du sang**
☐ *(LACTG)* **Lactates**
☐ *(CAIOG)* **Ca ionisé**
☐ *(HBCO)* **HbCO**
☐ *(METHB)* **Méthémoglobine**
☐ *(KG)* **Potassium(K)**
☐ *(NAG)* **Sodium(Na)**
☐ *(CLG)* **Chlore(Cl)**

BIOCHIMIE SANGUINE DE ROUTINE

-  **Tube bouchon vert – bien rempli (X1)**

☐ *(K)* **Potassium** ☐ *(NAK)* **Na + K** ☐ *(NAKCL)* **Na + K + Cl**
☐ *(RA)* **Réserve alcaline**
☐ *(OSMO)* **Osmolarité (calcul) (+ 1 tube gris)**
☐ *(PROT)* **Protéines** ☐ *(CA)* **Calcium**
☐ *(CREAT)* **Créatinine** avec DFG (code SCHWA < 18 ans ☐ taille =)
☐ *(UREE)* **Urée** ☐ *(AU)* **Acide urique**
☐ *(ASAT)* **ASAT/GOT** ☐ *(ALAT)* **ALAT/GPT** ☐ *(OTPT)* **ASAT+ALAT**
☐ *(PAL)* **PAL** ☐ *(GGT)* **GGT** ☐ *(BILI)* **Bilirubine**
☐ *(LDH)* **LDH** ☐ *(LIPA)* **Lipase**
☐ *(TRIG)* **Triglycérides** (si suspicion pancréatite)
☐ *(CRP)* **CRP** ☐ *(CK)* **CK totales**
 **Tube bouchon vert – bien rempli (X1)**
☐ *(TROPO)* **Troponine** ☐ *(MYO)* **Myoglobine** ☐ *(BNP)* **NT pro-BNP**
☐ *(PCT)* **PCT** ☐ *(PCTNN)* **PCT au cordon**
☐ *(HCG)* **Béta-HCG** Date des dernières règles
☐ *(TSH)* **TSH** Traitement thyroïdien ? ☐ NON ☐ OUI, molécule et posologie :

 **Tube bouchon violet – bien rempli à +4°C(X1)**
(hors période de maintenance de l'automate)
☐ *(AMM)* **Ammoniémie**

 **Tube bouchon vert – bien rempli (X1)**
☐ *(PROGE)* **Progestérone** (adulte >15 ans)
(en cas de suspicion de GEU)

 **Tube bouchon gris – bien rempli (X1)**
☐ *(GLY)* **Glycémie**
☐ *(ALCO)* **Ethanol** (alcoolémie)

 **Tube bouchon rouge (X1)**
☐ *(CORT)* **Cortisol** (si insuff. surrénalienne, réalisé sur site Epinal)
☐ *(S100)* **S100β** heure du traumatisme crânien :
- Suite des examens au verso →*

HEMOSTASE STANDARD

 Tube bouchon bleu – bien rempli (X1)

Traitement à préciser impérativement : ☐ Pas de traitement ☐ Inconnu ☐ Arrêt AVK ☐ IHC (demande d'INR)
☐ Sintrom ☐ Préviscan ☐ Coumadine ☐ VitK ☐ VitK/CCP ☐ Relais HNF-AVK ☐ Relais HBPM-AVK
☐ Fraxiparine ☐ Lovenox ☐ Fraxiparine ☐ Innohep ☐ Arixtra } Voir ci-dessous (dosages anticoagulants) pour suivi
☐ HNF ☐ Calciparine ☐ Orgaran

☐ (TPR) **TP** (INR si AVK) ☐ (TCK) **TCK** (Anti Xa si HNF/Orgaran) ☐ (FIBR) **Fibrinogène**
☐ (DDR) **D-Dimères** ☐ (FMCE) **Monomères de fibrine (CIVD)** ☐ (FV) **Facteur V** (réalisé sur le site Epinal)

HEMOSTASE PATIENT SOUS AOD (Anticoagulants oraux directs)

Traitement : ☐ **Xarelto** (Rivaroxaban) ☐ **Pradaxa** (Dabigatran) ☐ **Eliquis** (Apixaban)

Les tests classiques (TP/TCK) sous ces molécules sont ininterprétables. La recherche de la présence de ces molécules ou le dosage peut se faire (en cas de geste invasif et prise > 24H) → joindre le bon de prescription spécifique disponible dans le manuel de prélèvement

DOSAGES ANTICOAGULANTS : (HBPM et Orgaran : envoi sur le site d'Epinal)

 Tube bouchon bleu - bien rempli (X1) supplémentaire

Dosage Héparinémie – Orgaran → renseigner la date et l'heure de la dernière injection :

☐ (HNF) Patient sous **HNF** → renseigner le mode d'administration : ☐ IVContinue ☐ IVD ☐ /s cut et la posologie/24H :

☐ (HBPM) Patient sous **HBPM** → renseigner le nom de la molécule : et la posologie/24H :

☐ (ORGA) Patient sous **Orgaran** → renseigner la posologie en UI/24H :

MÉDICAMENTS ET TOXIQUES SANGUINS (envoi sur le site d'Epinal sauf paracétamol)

☐ Suspicion intoxication, IMV	☐ Suivi de traitement Posologie :	Date d'instauration du traitement : Date et heure dernière prise :
--	---	---

 Tube bouchon vert (X1)

☐ (PARA) **Paracétamol** (pour ce paramètre, utilisation possible du même tube que bilan chimie si demandé)

☐ (VALP) **Acide valproïque** (DEPAKINE) ☐ (DIGO) **Digoxine**

 Tube bouchon rouge (X1)

☐ (VANCO) **Vancomycine** Schéma d'administration : ☐ IV continue ☐ IV fractionnée ☐ Avec bolus ☐ Sans bolus

 **Envoi - Tubes spécifiques, voir manuel de prélèvement – ENVOI SUR LE CHU NANCY** ☐ Dosage au creux ☐ Dosage au pic (non urgent)

☐ (GENTA) **Gentamicine*** ☐ (AMIKA) **Amikacine*** ☐ (TEICO) **Téicoplanine***

TOXIQUES URINAIRES / BIOCHIMIE URINAIRE

 Tube beige- bien rempli (X1)

☐ (STUP) **Drogues** (Amphétamines, Cocaïne, Opiacés, Cannabis, Subutex, Méthadone et EDDP)

☐ (TOXUR) **Toxiques** (Drogues + Barbituriques, Benzodiazépines)

☐ (BARB) **Barbituriques** ☐ (BENZO) **Benzodiazépines** → (code pour les 2 = MEDOC)

 Tube beige- bien rempli (X1)

☐ (PRECH) **Protéines sur échantillon** (+/-µalbumine)

Examens recommandés sur urines de 24H - diurèse =

☐ **Sur échantillon** (saisir MIC au niveau de la diurèse à l'enregistrement)

☐ (NAU) **Sodium** ☐ (KU) **Potassium** ☐ (IONOU) **Ionogramme**

☐ (PROTU) **Protéine** (+/-µalbumine)

☐ (CREAU) **Créatinine**

☐ (GLUU) **Glucose**

SEROLOGIES

 Tube bouchon rouge (X1) → envoi sur le site de réalisation à Epinal (Sur avis du biologiste)

☐ (HEPAM) **IgM Hépatite A** (suspicion hépatite A aiguë) ☐ (AGHBS) **Ag Hbs-Hépatite B** (accouchement, grossesse non suivie)

AUTRES

Préciser votre demande (pour les conditions, voir manuel de prélèvement)

Microbiologie et Immunohématologie (GS, RAI, Coombs direct, Kleihauer) : voir bons de demande spécifiques

AES : utiliser la feuille de prescription institutionnelle

*EXAMENS SOUS-TRAITES (NON REALISEES PAR LE GCS)