

GCS - Laboratoires de Biologie médicale Epinal-Remiremont
DEMANDE SEROLOGIE - HORMONOLOGIE – TESTS DYNAMIQUES

Pour plus de détails : tous les examens sont détaillés dans le manuel de prélèvements du laboratoire

Identification du patient <i>Coller ici l'étiquette avec code barre</i>	Prescripteur (nom et fonction) : ☐ Médecin ☐ Interne ☐ SF N° DECT :	Préleveur (nom et fonction) : ☐ Médecin ☐ Interne ☐ SF ☐ IDE ☐ IADE ☐ Elève Date : Heure :
---	---	--

Contextes cliniques :

<u>Etiquette TDNexLab</u>	PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE Nombre de tubes réceptionnés ☐ Tube rouge ☐ Tube violet ☐ Tube vert ☐ Tubes quantiféron ☐ Tube beige ☐ Autres : <u>ETIQUETAGE (initiales) :</u>
---------------------------	---

SEROLOGIES INFECTIEUSES

Dans le cadre d'un **AES** utiliser la prescription institutionnelle dédiée

Contexte : ☐ Grossesse : ... SA ☐ Accouchement ☐ 1 mois post accouchement ☐ Contage ☐ Contrôle immunité ☐ Exploration d'une hépatite ☐ Adénopathies ☐ Autres, préciser :
--

 **Tube bouchon rouge (X1)** (tube bien rempli)

☐ (MNI) **EBV** (VCA IgM et IgG, EBNA)

Syphilis :

☐ (BW) **Sérologie syphilis** (TT ± TNT)

Contexte : ☐ Dépistage ☐ Suivi ☐ Signes cliniques :

 **Tube bouchon rouge (X1)**

☐ (LEGIO) **Légionelle*** (dépistage ± titrage)

☐ (MYCOS) **Mycoplasma pneumoniae*** (IgG + IgM)

☐ (CHLAP) **Chlamydiae pneumoniae*** (IgG + IgM)

☐ (CHLPS) **Chlamydiae psittaci*** (contact avec oiseaux)

 **Tube bouchon rouge (X1)**

☐ (LYME) **Lyme** (sérologie de dépistage IgG) - Remiremont

☐ (ELYME) **Lyme*** ⇒ CNR de Strasbourg (IgG ± Western blot)

 **Tube bouchon rouge (X1)**

☐ (RUB) **Rubéole** (IgG ± IgM)

☐ (TOXO) **Toxoplasmose** (IgG + IgM)

☐ (CMV) **CMV** (IgG + IgM)

☐ (HIV) **Sérologie HIV** (Ac HIV1 et 2 + Ag p24)

☐ (HEPC) **Sérologie hépatite C** (Ac anti-VHC)

Hépatite B

☐ (HEPB) **Sérologie de dépistage** (Ag Hbs + Ac Hbs + Ac Hbc) ☐ (ACHBS) **Contrôle vaccinal** (Ac Hbs)

☐ (HBGUE) **Contrôle de guérison** (Ag Hbs + Ac Hbs)

☐ (HBCHR) **Suivi hépatite B chronique** (Ag Hbs + Ag Hbe* + Ac Hbe*) (Prélever 1 tube rouge en +)

Marqueurs isolés : ☐ (AGHBG) Ag Hbs (suivi grossesse) ☐ (AGHBS) Ag Hbs (hors grossesse) ☐ (ACHBC) Ac Hbc

Hépatite A (une seule case peut être cochée, ces 2 examens ne sont pas cumulables)

☐ (HEPAM) **Suspicion infection récente = IgM**

☐ (HAVT) **Contrôle immunisation = Ac totaux*** (1 tube rouge dédié est nécessaire)

 **Tube bouchon rouge (X1)**

☐ (HEPE) **Hépatite E*-infection récente** (IgM seules)

☐ (PARVO) **Parvovirus B19*** (IgG + IgM)

☐ (DIPHT) **Diphtérie*** (contrôle vaccination)

☐ (TETAN) **Tétanos*** (contrôle vaccination)

☐ (POLIO) **Polio*** (contrôle vaccination)

☐ (GRIF) **Sérologie griffe du chat*** (Bartonella henselae) ⇒ feuille de renseignements cliniques à compléter, voir manuel de prélèvements



Conditions pré-analytiques particulières : kit de prélèvement à venir chercher au laboratoire

☐ (QUANT) **Quantiféron**

Suite des examens au verso ⇒

CHARGES VIRALES (suivi des patients séro+) et CD4/CD8

 Tube bouchon violet (X2) pour chaque charge demandée

 Tube bouchon violet (X1)

☐ *(HIVBM)* Charge virale **HIV**

☐ *(HCVBM)* Charge virale **Hépatite C**

☐ *(HBVBM)* Charge virale **Hépatite B**

(Ne constituent pas des examens de dépistage)

☐ *(CD4)* **CD4/CD8***

MARQUEURS TUMORAUX

 Tube bouchon rouge (X1)

☐ *(CA125)* **CA 125**

☐ *(CA153)* **CA15-3**

☐ *(CA199)* **CA19-9**

☐ *(ACE)* **ACE**

☐ *(AFP)* **AFP**

☐ *(PSA)* **PSA** (PSA libre dosée si PSA total entre 4 et 10 ng/mL)

 Tube bouchon rouge (X1) – pour chaque marqueur

☐ *(HE4)* Score **ROMA*** (HE4 + CA 125)

☐ *(B2M)* **β2 microglobuline**

HORMONOLOGIE

 Tube bouchon vert (X1) – Remiremont : si dosage TSH demandé, le tube vert prélevé pour la TSH suffit

Préciser le jour du cycle :

☐ *(FSH)* **FSH**

☐ *(LH)* **LH**

☐ *(ESTRA)* **Oestradiol**

☐ *(PROGE)* **Progestérone** (adulte > 15 ans)

☐ *(PROLA)* **Prolactine**

 Tube bouchon violet (X1)-dans la glace

☐ *(ACTH)* **ACTH***

 Tube bouchon violet (X1)

 Tube bouchon vert (X1) - si bilan de biochimie sanguine de routine demandé,

☐ *(PTH)* **PTH** (Parathormone)

⇒ associer un dosage de ☐ *(CA)* **Calcium** le tube vert prélevé pour la biochimie suffit

Exploration thyroïde

Patient sous traitement ?

☐ NON

☐ OUI : préciser la molécule :

la posologie :

 Tube bouchon vert (X1)

- Epinal : si bilan de biochimie sanguine de routine demandé, le tube vert prélevé pour la biochimie suffit

- Remiremont : si dosage BHCG, FSH, LH, Prog... demandé(s), le tube vert prélevé pour ces examens suffit

☐ *(TSH)* **TSH**

☐ *(FT4)* **T4L** (ajouter en systématique si TSH perturbée)

☐ *(TSHT4)* **TSH + T4L**

☐ *(FT3)* **T3L**

☐ *(TSH43)* **TSH + T4L + T3L**

Remiremont : si T3L, prélever 1 tube vert en +

 Tube bouchon vert (X1)

- Epinal : si bilan de biochimie sanguine de routine demandé, le tube vert prélevé pour la biochimie suffit

☐ *(VITD)* **Vitamine D**

☐ *(B12)* **Vitamine B12**

EXPLORATION AXE SURRENALIEN ET TESTS DYNAMIQUES

 Tube bouchon rouge (X1)

☐ *(CORT)* **Cortisol** isolé

Préciser l'heure de prélèvement sur la demande et sur les tubes

☐ *(CYCOR)* **Cycle au cortisol** : ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6

☐ *(DEXAM)* **Test de freinage**

☐ *(SYNAC)* **Test au Synacthène** : ☐ T0 ☐ T60

 Tube beige- bien rempli (X3)

☐ *(UCORT)* **Cortisol urinaire*** ⇒ Ce test se réalise sur les **urines de 24H**, merci de préciser la diurèse =

 Tube bouchon gris –bien rempli (X1)

Préciser l'heure de prélèvement sur la demande et sur tubes + conditions (jeun...)

☐ *(CYGLU)* **Cycle glycémique** - OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10 OT11 OT12

Cycle glycémique après ingestion de **75g de glucose** :

☐ *(HG75G)* **Grossesse** - OT1 (à jeun) OT2 (1H) OT3 (2H)

☐ *(HG6G)* **Hors grossesse** - OT1 (à jeun) OT2 (30 min) OT3 (60 min) OT4 (90 min) OT5 (120 min)

AUTRES (conditions de prélèvement : voir manuel de prélèvements)

Préciser votre demande :

***EXAMENS SOUS-TRAITES (NON REALISES PAR LE GCS)**